

ミラクルウォーム

MIRACLE WARM

宇宙服にも使われる

画期的な断熱素材

『エアロゲル』を採用!

商品の特徴

- 1 注目の断熱素材『エアロゲル』!
- 2 多層構造で抜群の暖かさが実現!
- 3 安心の抗菌防臭&防ダニ効果!
- 4 洗濯機で丸洗いOK! 常に清潔!
(シングルサイズ、セミダブルサイズ:洗濯機 ※ネット使用 ダブルサイズ:手洗い)
- 5 薄いのですっきり収納!

エアロゲルとは



空気率 95% 以上の超軽量素材!

抜群の断熱性!

宇宙服にも採用!

粒子状にしてシートに特殊付着

暖かさを追求した多層構造



モイストホットとは

2つの機能

1 吸湿発熱 不快な寝汗を快適な暖かさに変換

吸湿発熱は 吸湿発熱基準の 460%

※あくまで試験結果であり環境により結果は異なります

2 消臭 汗臭・加齢臭等の不快なニオイを消臭

ノネアル アンモニア 酢酸 イソ吉草酸 不快な4大悪臭を消臭!

ミラクルウォーム効果



サーモグラフィーによる温度測定結果

試験者 3 名中 平均的な 1 名の結果

女性 (162cm 52kg)

羽毛掛け布団 + 毛布



(ダウン90% フェザー10%) (ポリエステル100%)

メーカー比較品

本商品

MIRACLE WARM

ミラクルウォーム



※試験方法: 2種類の布団をそれぞれ使用し、室温0℃の環境下で布団を上半身が隠れるよう首元までかけて10分間寝たあと、布団を取った時の人の体温を赤外線サーモグラフィカメラにて測定


※試験環境: 室内温度0℃の環境下で実施 ※あくまで試験結果であり環境により結果は異なります

※被験者3名: ①女性 (154cm 62kg) ②女性 (162cm 52kg) ③男性 (178cm 65kg)

メーカー調べ

寝床湿度測定試験結果

羽毛布団より蒸れにくい!!



※試験方法: 発汗シミュレーターの熱板からスペースを設けて湿度センサーを取り付けた。その上に試料を被せ、経時的に湿度変化を測定した。スペース: 5mm 熱板: 32℃ 発汗量: 15ml/mi/hr 測定環境: 20℃ 65%RH ※あくまで試験結果のため、使用環境により異なります ユニチカカーメンテック株式会社調べ

メーカー希望小売り価格

ミラクルウォーム掛け布団

S シングルサイズ 150×210cm

¥22,000 (税込み)

SD セミダブルサイズ 170×210cm

¥28,000 (税込み)

D ダブルサイズ 190×210cm

¥34,100 (税込み)

ミラクルウォーム敷きパッド

S シングルサイズ 100×205cm

¥16,800 (税込み)

SD セミダブルサイズ 120×205cm

¥21,000 (税込み)

D ダブルサイズ 140×205cm

¥25,000 (税込み)

お問い合わせ先

商品に関するお問い合わせ・ご相談・ご注文等は

下記のメールアドレスまでご連絡ください。

モリリン株式会社 東京支店
東京都中央区東日本橋 2-1-3
☎0120-995-595

担当: 山川
ryosuke.yamakawa@moririn.co.jp